



## **Compressore a secco per 1+1 riunito, 95lt/min, con essiccatore**

Compressore a secco Tecnomed Silent Line per 1+1 riuniti, serbatoio 38lt, aria resa 95 lt/min, con essiccatore

**Disponibile su richiesta**

**COD:** 150TOVEN

**Categorie:** Con essiccatore

### **Descrizione**

---

#### **Compressore medicale 1+1 riunito con essiccatore – Silenzio, Efficienza e Aria Pura per Studi Dentistici e Cliniche**

Questo modello della linea Tecnomed Silent è progettato per fornire aria compressa pulita e sicura a uno o due riuniti odontoiatrici. Garantisce prestazioni costanti e un ambiente di lavoro confortevole, rispondendo alle esigenze dei moderni studi dentistici e cliniche mediche.

#### **Funzionamento Silenzioso e Confortevole**

Il sistema insonorizzato assicura un funzionamento estremamente silenzioso, migliorando il comfort acustico nello studio. Il basso livello di rumore consente di lavorare in un ambiente più tranquillo e professionale, favorendo la concentrazione e il benessere di operatori e pazienti.

#### **Aria Pura e Tecnologia Oil-Free**

La testata oil-free, conforme agli standard del settore medicale e odontoiatrico, garantisce aria compressa asciutta e priva di contaminanti. Questa soluzione riduce la manutenzione e assicura igiene e affidabilità in ogni utilizzo.

#### **Essiccatore Integrato ad Alta Efficienza**

Il compressore è dotato di un essiccatore integrato con sistema di filtrazione multilivello, progettato per rimuovere efficacemente umidità e impurità residue dall'aria compressa. Questa tecnologia garantisce un flusso costante di aria secca e di qualità superiore, proteggendo turbine, strumenti e componenti interni da usura e corrosione, e assicurando così prestazioni ottimali nel tempo.

## Resistenza e Lunga Durata

Il serbatoio è sottoposto a anodizzazione dura e dotato di rivestimento interno anti-corrosione, che ne migliorano la resistenza nel tempo e assicurano continuità di servizio anche in presenza di cicli di lavoro intensivi.

## Affidabilità per Studi Moderni

Silenzioso ed efficiente, il Tecnomed Silent con essiccatore è la soluzione ideale per studi dentistici e cliniche che richiedono aria pura e costantemente asciutta, nel rispetto dei più elevati standard di qualità medicale.

## Caratteristiche tecniche Compressore medicale 1+1 riunito con essiccatore.

Riuniti serviti	1+1
Aria resa	95 litri/min
Aria aspirata	152 litri
Capacità serbatoio	38 litri
A secco	•
Con essiccatore	•
Carenato	
Motori bicilindrici	1
Potenza	750 Watt
Rumorosità	53 db
Pressione d'esercizio	5,5-8 Bar
Alimentazione	220/240V-50/60 Hz
Peso	37 kg
Misure	430 x 400 x 660 mm
Garanzia	24 mesi
Certificazione	CE