



## Compressore a secco Tecnomed Silent 7-8 riuniti, serbatoio 160lt

Compressore a secco Tecnomed Silent Line per 7-8 riuniti, serbatoio 160lt, aria resa 480 lt/min, con essiccatore

**Spedizione prevista in 60 giorni**

**COD:** 920TAIN

**Categorie:** Con essiccatore

### Descrizione

---

#### **Compressore medicale 8 riuniti con essiccatore – Silenzio, Efficienza e Aria Pura per Studi Dentistici e Cliniche**

Questo modello della linea Tecnomed Silent è progettato per fornire aria compressa pulita e sicura fino a 5 riuniti odontoiatrici. Garantisce prestazioni costanti e un ambiente di lavoro confortevole, rispondendo alle esigenze dei moderni studi dentistici e cliniche mediche.

#### **Funzionamento Silenzioso e Confortevole**

Il sistema insonorizzato assicura un funzionamento estremamente silenzioso, migliorando il comfort acustico nello studio. Il basso livello di rumore consente di lavorare in un ambiente più tranquillo e professionale, favorendo la concentrazione e il benessere di operatori e pazienti.

#### **Aria Pura e Tecnologia Oil-Free**

La testata oil-free, conforme agli standard del settore medicale e odontoiatrico, garantisce aria compressa asciutta e priva di contaminanti. Questa soluzione riduce la manutenzione e assicura igiene e affidabilità in ogni utilizzo.

#### **Essiccatore Integrato ad Alta Efficienza**

Il compressore è dotato di un essiccatore integrato con sistema di filtrazione multilivello, progettato per rimuovere efficacemente umidità e impurità residue dall'aria compressa. Questa tecnologia garantisce un flusso costante di aria secca e di qualità superiore, proteggendo turbine, strumenti e componenti interni da usura e corrosione, e assicurando così prestazioni ottimali nel tempo.

#### **Resistenza e Lunga Durata**



Il serbatoio è sottoposto a anodizzazione dura e dotato di rivestimento interno anti-corrosione, che ne migliorano la resistenza nel tempo e assicurano continuità di servizio anche in presenza di cicli di lavoro intensivi.

#### **Affidabilità per Studi Moderni**

Silenzioso ed efficiente, il Tecnomed Silent con essiccatore è la soluzione ideale per studi dentistici e cliniche che richiedono aria pura e costantemente asciutta, nel rispetto dei più elevati standard di qualità medica.

#### **Caratteristiche tecniche Compressore medicale 8 riuniti con essiccatore.**

Riuniti serviti	7-8
Aria resa	480 litri/min
Aria aspirata	920 litri
Capacità serbatoio	160 litri
Con essiccatore	si
Potenza	4400 Watt
Rumorosità	75 db
Pressione d'esercizio	5,5-8 Bar
Peso	136 kg