



Contrangolo blu VetLine 1:1 per usoveterinario, cieco, spray esterno

Contrangolo blu VetLine 1:1 per uso veterinario, con attacco E-Type, spray esterno, cieco, velocità massima 20.000 rpm.

Spedizione prevista in 30 giorni circa

COD: ANR171-O

Categorie: Manipoli

Descrizione

Il **contrangolo blu VetLine 1:1 per uso veterinario** è uno strumento rotante progettato per supportare le procedure di odontoiatria veterinaria in ambulatori e cliniche veterinarie.

Dotato di **rapporto di trasmissione 1:1**, consente una rotazione stabile e controllata, con velocità massima di **20.000 rpm**. È indicato per l'utilizzo con micromotori compatibili dotati di sistema spray esterno.

Compatto, robusto e maneggevole, è una soluzione pratica per integrare le procedure odontoiatriche veterinarie nelle postazioni Tecnomed e nei riuniti dentali veterinari compatibili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia: contrangolo per uso veterinario

Linea: VetLine

Rapporto di trasmissione: 1:1

Codice colore: blu

Attacco: E-Type

Spray: esterno

Testina: cieca

Luce: no

Velocità massima: 20.000 rpm

Sistema di fissaggio fresa: morsetto a leva

Utilizzo: odontoiatria veterinaria

Compatibilità: micromotori con attacco E-Type e spray esterno