



Cordone per ablatore 1000 mm Sirona-per ablatore EMS f.o. c3,c6...comp.

Cordone per ablatore, 1000mm, compatibile Sirona per ablatore EMS con fibra ottica, C3, C3+, C6 senza regolazione acqua.

Disponibile dal 25/05/2026

COD: PC237SEC

Categorie: Ablatori

Descrizione

Cordone per ablatore 1000mm compatibile Sirona per ablatore EMS con fibra ottica, modelli C3, C3+ e C6 senza regolazione acqua.