



Cordone per ablatore 1160 mm AnthosSternW,Castellini per ablatore ...

Cordone per ablatore, 1160mm, compatibile Anthos - Stern Weber - Castellini per ablatore PIEZOLIGHT 6 OLD- 7- SCA3.

Disponibile

COD: PC701CF4
Categorie: Ablatori

Descrizione

Cordone per ablatore 1160mm compatibile con unità Anthos, Stern Weber e Castellini, specifico per PIEZOLIGHT 6 OLD, 7 e SCA3. Ricambio professionale per dispositivi odontoiatrici.