



Cordone per ablatore 1160 mm AnthosSternW,Castellini,abl.EMS compat.

Cordone per ablatore, 1160mm, compatibile Anthos - Stern Weber - Castellini per ablatore EMS con fibra ottica.

Disponibile su richiesta

COD: PC701CFE
Categorie: Ablatori

Descrizione

Cordone per ablatore EMS con fibra ottica, lunghezza 1160mm, compatibile con unità Anthos, Stern Weber e Castellini. Ricambio di qualità per uso professionale.