



## **Cordone per ablatore 1260 mm AnthosSternW,Castellini per ablatore ...**

Cordone per ablatore, 1260mm, compatibile Anthos - Stern Weber - Castellini per ablatore PIEZOSTERIL 5 - SURGISON.

**Disponibile**

**COD:** PC705CPS

**Categorie:** Ablatori

### **Descrizione**

---

Cordone ablatore compatibile con PIEZOSTERIL 5 e SURGISON, lunghezza 1260mm, utilizzabile su unità Anthos, Stern Weber e Castellini. Ricambio affidabile per applicazioni ultrasoniche.