



Cordone per ablatore 1260 mm AnthosSternW,Castellini per ablatore ...

Cordone per ablatore, 1260mm, compatibile Anthos - Stern Weber - Castellini per ablatore PIEZOSTERIL 5 - SURGISON.

Disponibile

COD: PC705CPS
Categorie: Ablatori

Descrizione

Cordone ablatore compatibile con PIEZOSTERIL 5 e SURGISON, lunghezza 1260mm, utilizzabile su unità Anthos, Stern Weber e Castellini. Ricambio affidabile per applicazioni ultrasoniche.