



Cordone per ablatore 1350 mm AnthosSternW,Castellini per ablatore ...

Cordone per ablatore, 1350mm, compatibile Anthos - Stern Weber -
Castellini per ablatore PIEZOLIGHT 6 OLD- 7- SCA3.

Disponibile

COD: PC703CF4

Categorie: Ablatori

Descrizione

Cordone per ablatore PIEZOLIGHT 6 OLD, 7, SCA3, compatibile con unità Anthos, Stern Weber, Castellini.
Lunghezza 1350mm. Ricambio affidabile per garantire il corretto funzionamento del dispositivo.