



## **Cordone per ablatore 1350 mm AnthosSternW,Castellini per ablatore ...**

Cordone per ablatore, 1350mm, compatibile Anthos - Stern Weber - Castellini per ablatore PIEZOLIGHT 6 OLD- 7- SCA3.

**Disponibile**

**COD:** PC703CF4

**Categorie:** Ablatori

### **Descrizione**

---

Cordone per ablatore PIEZOLIGHT 6 OLD, 7, SCA3, compatibile con unità Anthos, Stern Weber, Castellini. Lunghezza 1350mm. Ricambio affidabile per garantire il corretto funzionamento del dispositivo.