



Cordone per ablatore 2000mm 2 fili EMS pin x scheda EMS compat.

Cordone per ablatore, 2000mm, 2 fili compatibile EMS, pin per scheda EMS, colore grigio.

Disponibile dal 11/05/2026

COD: PC314

Categorie: Ablatori

Descrizione

Cordone per ablatore EMS compatibile – 2000mm, 2 fili

Cordone grigio per ablatore, lunghezza 2000mm, 2 fili, compatibile con sistemi EMS. Connettore pin per scheda EMS. Ricambio di alta qualità per uso odontoiatrico professionale.