



## **Cordone per micromotore 1160 mm Anthos-SternW,Castellini,BienAir mc2 com**

Cordone per micromotore, 1160mm, compatibile Anthos - Stern Weber - Castellini per Bien-Air MC2.

**Disponibile**

**COD:** PC707CF

**Categorie:** Micromotori elettrici

### **Descrizione**

---

Cordone per micromotore Bien-Air MC2 lungo 1160mm, compatibile con unità Anthos, Stern Weber e Castellini. Garantisce flessibilità e affidabilità nel ricambio di sistemi odontoiatrici.