



Cordone per micromotore 1160 mm Anthos-SternW, Castellini, BienAir mc2 com

Cordone per micromotore, 1160mm, compatibile Anthos - Stern Weber - Castellini per Bien-Air MC2.

Spedizione prevista in 30 giorni

COD: PC707CF

Categorie: Micromotori elettrici

Descrizione

Cordone per micromotore Bien-Air MC2 lungo 1160mm, compatibile con unità Anthos, Stern Weber e Castellini. Garantisce flessibilità e affidabilità nel ricambio di sistemi odontoiatrici.