



## Cordone per micromotore 1160 mm Anthos-SternW,Castellini,BienAir mc2 com

Cordone per micromotore, 1160mm, compatibile Anthos - Stern Weber - Castellini per Bien-Air MC2.

## Disponibile su richiesta

COD: PC707CF

Categorie: Micromotori elettrici

## **Descrizione**

Cordone per micromotore Bien-Air MC2 lungo 1160mm, compatibile con unità Anthos, Stern Weber e Castellini. Garantisce flessibilità e affidabilità nel ricambio di sistemi odontoiatrici.