



Cordone per micromotore 1350 mm Sirona per Bien Air mc3c1, c1+ ...comp.

Cordone per micromotore, 1350mm, compatibile Sirona per Bien-Air MC3 C1 - C1+ - C2, C2+, C4, C4+, C5+, M1+.

Disponibile

COD: PC233SL

Categorie: Micromotori elettrici

Descrizione

Cordone compatibile Sirona per micromotore Bien-Air MC3 C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, M1+.
Lunghezza 1350mm, progettato per garantire affidabilità e continuità operativa nei sistemi odontoiatrici.