



Cordone siringa 1150 mm 4 funzioni Kavo 1058-1062-1063-1065-1066...comp.

Cordone per siringa, 1150mm, compatibile KaVo 4 funzioni 1058 - 1062 - 1063 - 1065 - 1066 - 1080

Spedizione prevista in 15 giorni

COD: PC168KN

Categorie: Siringhe

Descrizione

Cordone per siringa KaVo 4 funzioni, compatibile con i modelli 1058, 1062, 1063, 1065, 1066 e 1080, lunghezza 1150mm.