



Cordone siringa 1150 mm KaVo 3 funzioni 1058-1062-1063-1065... Compatib.

Cordone per siringa, 1150mm, compatibile KaVo 3 funzioni 1058 -
1062 - 1063 - 1065 - 1066 - 1080

Disponibile dal 05/06/2026

COD: PC168KE

Categorie: Siringhe

Descrizione

Cordone per siringa 1150mm compatibile KaVo 3 funzioni 1058 – 1062 – 1063 – 1065 – 1066 – 1080.