



## Cordone siringa 1160 mm Anthos-SternW,Castellini comp.-3F-con Minilight

Cordone per siringa, 1160mm, 3 funzioni compatibile Anthos - Stern Weber - Castellini, completo di siringa Minilight inox Luzzani

## Disponibile su richiesta

COD: PC714C Categorie: Siringhe

## **Descrizione**

Cordone per siringa a 3 funzioni compatibile Anthos, Stern Weber e Castellini, lunghezza 1160mm, completo di siringa Minilight in acciaio inox Luzzani. Ricambio di alta qualità per uso professionale.