



## Cordone siringa 1160 mm Anthos-SternW,Castellini comp.-3F-con Minilight

Cordone per siringa, 1160mm, 3 funzioni compatibile Anthos - Stern Weber - Castellini, completo di siringa Minilight inox Luzzani

**Spedizione prevista in 15 giorni**

**COD:** PC714C

**Categorie:** Siringhe

### Descrizione

---

Cordone per siringa a 3 funzioni compatibile Anthos, Stern Weber e Castellini, lunghezza 1160mm, completo di siringa Minilight in acciaio inox Luzzani. Ricambio di alta qualità per uso professionale.