



## **Cordone siringa 1200mm 3f KaVo con siringa Minilight,1057-1058...compat.**

Cordone per siringa, 1200mm, compatibile KaVo 3 funzioni 1057 - 1058 - 1060 - 1062 - 1063 - 1065 - 1066 - 1078 - 1080, completo di siringa Minilight Luzzani inox

**Disponibile dal 29/01/2026**

**COD:** PC179KN

**Categorie:** Siringhe

### **Descrizione**

---

Cordone siringa da 1200mm con siringa Minilight a 3 funzioni, compatibile con KaVo 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080. Ricambio affidabile e preciso, ideale per una sostituzione rapida e sicura nei riuniti odontoiatrici.