



Cordone siringa 1250 mm KaVo 3f,conMinilight inox e50tm/e70c/e70t comp.

Cordone per siringa, 1250mm, compatibile KaVo 3 funzioni E50TM - E70C - E70T - E80C - E80T - 1058 LIFE TM, 750 ohm, completo di siringa Minilight Luzzani inox.

Spedizione prevista in 15 giorni

COD: PC179KN2

Categorie: Siringhe

Descrizione

Cordone siringa 3 funzioni compatibile KaVo, lunghezza 1250mm, resistenza 750ohm, completo di siringa Minilight Luzzani in acciaio inox. Compatibile con E50TM, E70C, E70T, E80C, E80T, 1058 LIFE TM.