



## Cordone siringa 1350 mm Anthos-SternW,Castellini comp.-3F-con Minilight

Cordone per siringa, 1350mm, 3 funzioni compatibile Anthos - Stern Weber - Castellini, completo di siringa Minilight inox Luzzani.

**Spedizione prevista in 15 giorni circa**

**COD:** PC714L

**Categorie:** Siringhe

### Descrizione

---

Cordone per siringa 3 funzioni da 1350mm compatibile con Anthos, Stern Weber e Castellini, completo di siringa Minilight inox Luzzani, garantisce affidabilità e lunga durata.