



Cordone siringa 1350 mm Anthos-SternW,Castellini comp.-3F-con Minilight

Cordone per siringa, 1350mm, 3 funzioni compatibile Anthos - Stern Weber - Castellini, completo di siringa Minilight inox Luzzani.

Disponibile su richiesta

COD: PC714L

Categorie: Siringhe

Descrizione

Cordone per siringa 3 funzioni da 1350mm compatibile con Anthos, Stern Weber e Castellini, completo di siringa Minilight inox Luzzani, garantisce affidabilità e lunga durata.