



## **Cordone siringa 1350 mm Anthos - SterW,Castellini comp.-6F-con Minilbr.**

Cordone per siringa, 1350mm, 6 funzioni compatibile Anthos - Stern Weber - Castellini, completo di siringa Minibright lux inox Luzzani.

**Spedizione prevista in 15 giorni circa**

**COD:** PC714EL

**Categorie:** Siringhe

### **Descrizione**

---

Cordone siringa 6 funzioni compatibile Anthos, Stern Weber, Castellini, lunghezza 1350mm, completo di siringa Minibright lux inox Luzzani per prestazioni affidabili e durature.