



Cordone siringa 1500 mm KaVo 3f,conMinilight inox e70s/e70t/e80t comp.

Cordone per siringa, 1500mm, compatibile KaVo 3 funzioni E70S - E70T - E80T, completo di siringa Minilight Luzzani inox, 750 ohm.

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: PC179KN2L

Categorie: Siringhe

Descrizione

Cordone siringa 3 funzioni compatibile KaVo E70S E70T E80T, lunghezza 1500mm, completo di siringa Minilight Luzzani inox, resistenza 750ohm.