



## Cordone siringa 1750mm 3 funzioni acciaio siringa Minilight

Cordone per siringa, 1750mm, compatibile Luzzani Minilight acciaio, 3 funzioni, free, colore grigio

**Disponibile dal 08/05/2026**

**COD:** 423/3C

**Categorie:** Siringhe

### Descrizione

---

Cordone siringa 3 funzioni in acciaio, lunghezza 1750mm, compatibile con siringa Minilight Luzzani. Garantisce flusso preciso, resistenza all'usura e facilità d'installazione.