



## Cordone siringa 910 mm Planmeca-1,78kohm -con siringa Minilight compatib

Cordone per siringa, 910mm, compatibile Planmeca con siringa Luzzani Minilight in acciaio, 1,78 kohm

## Disponibile su richiesta

COD: PC845P Categorie: Siringhe

## **Descrizione**

Cordone per siringa odontoiatrica da 910mm compatibile con unità Planmeca, con siringa in acciaio Luzzani Minilight. Resistenza interna 1,78 kohm. Ideale per sostituzioni rapide e affidabili nelle poltrone odontoiatriche.