

## Cordone siringa 910 mm Planmeca- 1,78kohm -con siringa Minilight compatib



Cordone per siringa, 910mm, compatibile Planmeca con siringa Luzzani Minilight in acciaio, 1,78 kohm

**Disponibile**

**COD:** PC845P

**Categorie:** Siringhe

### Descrizione

---

Cordone per siringa odontoiatrica da 910mm compatibile con unità Planmeca, con siringa in acciaio Luzzani Minilight. Resistenza interna 1,78 kohm. Ideale per sostituzioni rapide e affidabili nelle poltrone odontoiatriche.