


## Cuscinetto bassa velocità 3.967×7.938×3.175 liscio acciaio, sfere acciaio



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 3.967×7.938×3.175mm, groove, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, cuscinetto chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia.

**Spedizione prevista in 15 giorni circa**

**COD:** 701TM0194

**Categorie:** Diametro interno 4-5

### Descrizione

---

Cuscinetto manipolo bassa velocità, 3.967×7.938×3.175mm, groove, Tecnomed Italia è un ricambio per manipolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 3.175mm, diametro interno 3.967mm, diametro esterno 7.938mm
- Cuscinetto groove
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi