


Cuscinetto bassa velocità 3.175×5.8×2.380/2.28mm acciaio, sfere ceramica



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 5.8×2.38×2.28mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in ceramica, 200000 rpm, brand Tecnomed Italia, compatibile con KaVo.

Disponibile

COD: SB25MF

Categorie: Diametro interno 2-3

Descrizione

Cuscinetto manipolo bassa velocità, 5.8×2.38×2.28mm, Tecnomed Italia liscio è un ricambio per manipoli odontoiatrici, con gabbia in acciaio e sfere in ceramica.

Compatibilità manipoli

- KaVo M25L: lato fresa

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 2.28mm, diametro interno 5.8mm, diametro esterno 2.38mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in ceramica
- Contatto radiale
- 200000 rpm
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi