


Cuscinetto bassa velocità 10x19x7 acciaio, ZZ



Cuscinetto per manipolo micromotore, dimensioni 10×19×7mm, liscio, gabbia acciaio, sfere acciaio, cuscinetto chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia, compatibile con KaVo K4-K5.

Disponibile

COD: CM11SH

Categorie: Diametro interno 6-12

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo micromotore 10×19×7mm, Tecnomed Italia, ricambio per micromotore da laboratorio, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Compatibilità micromotori da laboratorio

- KaVo K4 – K5

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 10×19×7mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi