

Cuscinetto bassa velocità 2.350×5,5x2mm liscio, sfere acciaio, 200k rpm



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 2.35x5.5x2mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su un lato, 200.000 rpm, brand Tecnomed Italia.

Disponibile

COD: CM202/2

Categorie: Diametro interno 2-3

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità, 2.35x5.5x2mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 2mm, diametro interno 2.35mm, diametro esterno 5.5mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- cuscinetto chiuso su un lato
- 200.000 rpm
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi