

## Cuscinetto bassa velocità 2.350x5x1.5mm liscio, sfere acciaio



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 2.35x5x1.5mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su un lato, brand Tecnomed Italia.

**Disponibile**

**COD:** CM201

**Categorie:** Diametro interno 2-3

### Descrizione

---

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità, 2.35x5x1.5mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 1.5mm, diametro interno 2.35mm, diametro esterno 5mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su un lato
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi