

Cuscinetto bassa velocità 2,350x5x2,3 acciaio, ZZ



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 2.35x5x2.3mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia.

Disponibile

COD: CM2012

Categorie: Diametro interno 2-3

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità, 2.35x5x2.3mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 2.3mm, diametro interno 2.35mm, diametro esterno 5mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi