


## Cuscinetto bassa velocità 2,38×4,736×2,38 acciaio, ZZ



Cuscinetto per manopolo bassa velocità, dimensioni 2.38×4.736×2.38mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia, compatibile con Ivory.

**Disponibile**

**COD:** CM238

**Categorie:** Diametro interno 2-3

### Descrizione

---

Cuscinetto manopolo bassa velocità, 2.38×4.736×2.38mm, Tecnomed Italia liscio è un ricambio per manopoli odontoiatriche, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio

### Compatibilità manopoli

- Ivory SL4201C 20:1 Contra-angle Green Ring

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 2.38mm, diametro interno 2.38mm, diametro esterno 4.736mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Brand Tecnomed Italia
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Garanzia 12 mesi