

Cuscinetto bassa velocità 2,38x7,938x3,571 acciaio, ZZ



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 2.38x7.938x3.571mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia, compatibile con Bien-Air.

Disponibile

COD: CM263B

Categorie: Diametro interno 2-3

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità, 2.38x7.938x3.571mm, Tecnomed Italia, ricambio per micromotore elettrico odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Compatibilità manipoli

- Bien-Air MC3: lato brush

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 3.571mm, diametro interno 2.38mm, diametro esterno 7.938mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi