



## Cuscinetto bassa velocità 2x5x1.5mm liscio, sfere acciaio, 200000 rpm

Cuscinetto per manipoło bassa velocità, dimensioni 2x5x1.5mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, cuscinetto chiuso su entrambi i lati, 200.000 rpm, brand Tecnomed Italia.

**Disponibile**

**COD:** CM2834

**Categorie:** Diametro interno 2-3

### Descrizione

---

Cuscinetto liscio per manipoło bassa velocità, 2x5x1.5mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipoło odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 1.5mm, diametro interno 2mm, diametro esterno 5mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- 200.000 rpm
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi