


Cuscinetto bassa velocità 2x6x2,3 acciaio, ZZ, flangiato



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 2x6x2.3mm, liscio flangiato, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, brand Tecnomed Italia.

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: CM200

Categorie: Diametro interno 2-3

Descrizione

Cuscinetto liscio flangiato per manipolo bassa velocità, 2x6x2.3mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 2.3mm, diametro interno 2mm, diametro esterno 6mm
- Cuscinetto liscio flangiato
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi