

## Cuscinetto bassa velocità 3.175x6x2mm liscio, sfere ceramica 200000 rpm



Cuscinetto per manipoło bassa velocità, dimensioni 3.175x6x2mm, liscio, gabbia torlon, sfere in ceramica, chiuso su entrambi i lati, 200000 rpm, brand Tecnomed Italia, compatibile con Sirona.

**Spedizione prevista in 15 giorni circa**

**COD:** SB224F

**Categorie:** Diametro interno 2-3

### Descrizione

---

Cuscinetto manipoło bassa velocità, 3.175x6x2mm, Tecnomed Italia liscio è un ricambio per manipołi odontoiatrici, con gabbia torlon e sfere in ceramica.

### Compatibilità manipołi

- Sirona T1 Line C200/L – T2 Line A200L – T3 Line E200/L – C200L Mini – S200L red ring, gear 13 Z Ø 8.7mm: lato fresa e lato push
- Sirona T2 Revo R170 red ring: lato fresa e lato push

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 2mm, diametro interno 3.175mm, diametro esterno 6mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia torlon
- Sfere in ceramica
- Contatto radiale
- Brand Tecnomed Italia
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- 200000 rpm
- Garanzia 12 mesi