

Cuscinetto bassa velocità 3,175x7x2acciaio, Z



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 3.175x7x2mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in ceramica, chiuso su un lato, brand Tecnomed Italia.

Disponibile

COD: CM333

Categorie: Diametro interno 2-3

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità, 3.175x7x2mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in ceramica.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 2mm, diametro interno 3.175mm, diametro esterno 7mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in ceramica
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su un lato
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi