

Cuscinetto bassa velocità 3x10x4mm liscio flangiato, sfere acciaio



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 3x10x4mm, liscio flangiato, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia.

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: SF623

Categorie: Diametro interno 2-3

Descrizione

Cuscinetto liscio flangiato per manipolo bassa velocità 3x10x4mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 3x10x4mm
- Cuscinetto liscio flangiato
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi