

Cuscinetto bassa velocità 3x6x2mm liscio, sfere acciaio



Cuscinetto per manipoło bassa velocità, dimensioni 3x6x2mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia, compatibile con Sirona, W&H e Ivory.

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: CM311

Categorie: Diametro interno 2-3

Descrizione

Cuscinetto manipolo bassa velocità, 3x6x2mm, Tecnomed Italia liscio è un ricambio per manipoli odontoiatrici, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Compatibilità manipoli

- Sirona T2 Line A40/L – T3 Line E40/L blue ring: lato fresa
- Sirona T2 Revo R40/L blue ring: lato fresa
- Sirona T4 Line B40 blue ring: lato fresa
- W&H WS-75 LED G green ring: lato push
- Ivory SL680C 1:1: lato fresa

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 2mm, diametro interno 3mm, diametro esterno 6mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi