

## Cuscinetto bassa velocità 3x7x2,5/3,35 acciaio, Z, con boccola



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 3x7x2.5/3.35mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su un lato con boccola, brand Myonic, compatibile con KaVo, Ivory e Mk-Dent.

**Disponibile**

**COD:** CU68LH

**Categorie:** Diametro interno 2-3

### Descrizione

---

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità, 3x7x2.5/3.35mm, Myonic, ricambio per manipoli odontoiatrici, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

### Compatibilità manipoli

- KaVo SURGmatic S201L green ring: lato fresa
- Ivory SL116C 16:1 green ring: lato fresa
- Ivory SL132C 32:1 green ring: lato fresa
- Ivory SL164C 64:1 green ring: lato fresa
- Ivory SL1128C 128:1 green ring: lato fresa
- KaVo 68LH – Ivory SL611C – Mk-Dent LS9011/LCH11 Blue Ring 1:1: lato fresa
- KaVo 67LH – Ivory SL621C – Mk-Dent LS9021/LCH21 Green Ring 2:1: lato fresa
- KaVo C3 – CL3 – Ivory SL631C Green Ring 3:1: lato fresa

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 2.5/3.35mm, diametro interno 3mm, diametro esterno 7mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- cuscinetto chiuso su un lato
- con boccola
- Brand Myonic
- Garanzia 12 mesi