

Cuscinetto bassa velocità 3x8x3mm liscio, sfere acciaio



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 3x8x3mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, brand Tecnomed Italia, compatibile con KaVo e Mk-Dent.

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: CM322

Categorie: Diametro interno 2-3

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità, 3x8x3mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipoli odontoiatrici, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Compatibilità manipoli

- KaVo 20C/CH/CN/LH/LHC/LN/LP – 2068LHC – E20L blue ring 1:1: lato superiore e lato inferiore
- Mk-Dent LS2011/L – LC11/L – LE11/L – LS3011L blue ring 1:1: lato superiore e lato inferiore
- KaVo 2067LHC blue ring 2:1: lato superiore e lato inferiore
- Mk-Dent LS2012/L – LE21/L blue ring 2:1: lato superiore e lato inferiore

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 3mm, diametro interno 3mm, diametro esterno 8mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi