

Cuscinetto bassa velocità 4x11x4 acciaio, ZZ



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 4x11x4mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, brand Tecnomed Italia, compatibile con Bien-Air e KaVo.

Disponibile

COD: K220157

Categorie: Diametro interno 4-5

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità, 4x11x4mm, Tecnomed Italia, ricambio per micromotore elettrico odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Compatibilità manipoli

- Bien-Air MC3: lato puller
- KaVo INTRA K-LUX 192: lato puller
- KaVo INTRA K-LUX 190/F – 196: lato puller

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 4mm, diametro interno 4mm, diametro esterno 11mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi