

Cuscinetto bassa velocità 4x7x1,6 acciaio



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 4x7x1.6mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, brand Myonic, compatibile con Sirona e W&H.

Disponibile

COD: CN56W

Categorie: Diametro interno 4-5

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità, 4x7x1.6mm, Myonic, ricambio per manipoli odontoiatrici con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Compatibilità manipoli

- Sirona T2 Line A40/L – T3 Line E40/L blue ring: lato push
- Sirona T4 Line B40 blue ring: lato push
- W&H WA-56 LT New Model blue ring: lato fresa e lato push
- W&H Synea Fusion WG-56LT Old Model blue ring: lato push
- W&H Synea Fusion WG-56LT New Model blue ring: lato fresa e lato push
- W&H Synea Fusion WG-66 LT Old Model blue ring: lato push

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 1.6mm, diametro interno 4mm, diametro esterno 7mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Brand Myonic
- Garanzia 12 mesi