

## Cuscinetto bassa velocità 4x7x2/1,55 ceramico,200.000 RPM KAVO E25L REAR



Cuscinetto per manipoło bassa velocità, dimensioni 4x7x2/1.55mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in ceramica, 200.000 rpm, brand Tecnomed Italia, compatibile con KaVo.

**Disponibile dal 30/06/2026**

**COD:** SB25ELR

**Categorie:** Diametro interno 2-3

### Descrizione

---

Cuscinetto liscio per manipoło bassa velocità, 4x7x2/1.55mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipoli odontoiatrici, con gabbia in acciaio e sfere in ceramica.

### Compatibilità manipoli

- KaVo E25L red ring: lato push

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 2/1.55mm, diametro interno 4mm, diametro esterno 7mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in ceramica
- Contatto radiale
- 200.000 rpm
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi