

Cuscinetto bassa velocità 4x7x2mm liscio, sfere acciaio



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 4x7x2mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, brand Myonic, compatibile con Ivory, Bien-Air, Sirona, W&H, NSK, KaVo e Mk-Dent.

Disponibile

COD: CU68PK

Categorie: Diametro interno 4-5

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità, 4x7x2mm, Myonic, ricambio per manipoli odontoiatrici, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Compatibilità manipoli

- Ivory SL116C 16:1 green ring: lato push
- Ivory SL132C 32:1 green ring: lato push
- Ivory SL164C 64:1 green ring: lato push
- Ivory SL1128C 128:1 green ring: lato push
- Ivory SL4201C 20:1 green ring: lato fresa
- Bien-Air CA 1:1 L / Diamline blue ring: lato fresa
- Bien-Air CA 20:1 L / Diamline green ring: lato fresa
- Sirona T1 Line C40/L blue ring: lato push
- Sirona T2 Revo R40/L blue ring: lato push
- Sirona Endo 6:1 green ring: lato push
- Sirona Implant 20:1 green ring: lato fresa e lato push
- W&H WD-56/EM blue ring: lato fresa e lato push
- W&H Synea Fusion WG-56LT Old Model blue ring: lato fresa
- W&H WE-56 blue ring: lato fresa e lato push
- W&H WE-56 LED Ge blue ring: lato fresa e lato push
- W&H WD-58/EM blue ring: lato fresa e lato push
- W&H WE-66 A blue ring: lato fresa e lato push
- W&H Synea Fusion WG-66 LT Old Mode blue ring: lato fresa
- W&H WI-75 E/KM – WI-75 LED G Old green ring: lato fresa e lato push
- W&H WI-75 E/KM – WI-75 LED G New green ring: lato fresa e lato push
- W&H WS-75 LED G green ring: lato fresa e lato push

- W&H WS-75 E/KM New green ring: lato fresa e lato push
- NSK FX23-FX-25 blue ring: lato fresa e lato push
- NSK S-Max M25/M25L blue ring: lato fresa e lato push
- NSK S-Max M25/M25L blue ring, S/N > AXXXX: lato fresa e lato push
- NSK Ti-Max T125/L blue ring: lato fresa e lato push
- NSK Ti-Max X25/X25L blue ring: lato fresa e lato push
- NSK Ti-Max Z25/L blue ring: lato fresa e lato push
- NSK Ti-Max X-SG20L/DSG20L green ring: lato fresa
- NSK Ti-Max SG20 green ring: lato fresa
- KaVo 68LH – Ivory SL611C – Mk-Dent LS9011/LCH11 Blue Ring 1:1: lato push
- KaVo 67LH – Ivory SL621C – Mk-Dent LS9021/LCH21 Green Ring 2:1: lato push
- Ivory SL680C Blue Ring 1:1: lato push

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 2mm, diametro interno 4mm, diametro esterno 7mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Cuscinetto chiuso su un lato
- Brand Myonic
- Garanzia 12 mesi