

Cuscinetto bassa velocità 4x9x2.5mm liscio, sfere acciaio



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 4x9x2.5mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, brand Tecnomed Italia.

Disponibile

COD: CM414

Categorie: Diametro interno 4-5

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità 4x9x2.5mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 4x9x2.5mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi