

Cuscinetto bassa velocità 4x9x4mm liscio flangiato, sfere acciaio



Cuscinetto per manipoło bassa velocità, dimensioni 4x9x4mm, liscio flangiato, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia.

Disponibile

COD: CM421F

Categorie: Diametro interno 4-5

Descrizione

Cuscinetto liscio flangiato per manipoło bassa velocità 4x9x4mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipoło odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 4x9x4mm
- Cuscinetto liscio flangiato
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi